

# F5 Corpus®

Fleksible køreegenskaber  
overalt.



**permobil**  
POWER WHEELCHAIRS

F5 Corpus®

## Fleksible køreegenskaber overalt.

F5 Corpus med *Agile*-affjedring er den ideelle stol til brugere, der har behov for mobilitet for et mere aktivt friluftsliv, og som regelmæssigt kører på skiftende underlag eller over længere afstande. Takket være den lille venderadius er den en fremragende hybrid til indendørs og udendørs brug.

### Kvalitet og ydeevne

Konstant forbedring af ydeevne og design giver vores brugere den tryghed og tillid, de kræver med tiden, og altid med fokus på stabilitet og sikkerhed.

*Agile*-affjedring og de jævne 4-polede motorer gør F5 til den ideelle løsning til brugere, der anvender alternative styringsfunktioner, og brugere med spasticitet eller andre vibrationsfølsomme tilstande.



### Corpus – det ultimative sædesystem

Bedre komfort, bækkenpositionering, lateral stabilitet og nedsynkning er blandt de vigtige formål med det nye Corpus-sæde.

De nye Corpus-puder har blødere to-lags skum på ryglænet, en nydesignet bækkenfordybning og Stretch-Air™-pudemateriale.

Kombineret med BodyNatural er det nye Permobil Corpus-sæde det ultimative sædesystem til el-kørestolsbrugere på op til 150 kg, uanset om de har behov for el-funktioner.



### BodyNatural

BodyNatural er et unikt system fra Permobil, der er designet til at harmonisere og kombinere bevægelserne i det elektriske sædes funktioner for at understøtte kroppens naturlige bevægelser.

## Stretch-Air™-pudebetræk

En blød stofløsning med 4-vejs stræk.

## Tilpas din stol.

Vælg mellem et udvalg af UV-resistente chassisfarver. Nem at rengøre og montere.

## Blødere ryglænspolstring

med to-lags skum er designet til at sikre øget komfort og indsykning i rygputen.

## Active Reach

Vipper sædet op til 45° fremad og hæver det for at øge den funktionelle rækkevidde. Gør forflytning nemmere for bruger og hjælper.

## Stærkere ryglænsjustering

gør det muligt for alle brugere op til 150 kg at vippe ryglænet jævnt og sikkert tilbage.

## Corpus®-sædepude

Formålet med den nydesignede bækkenforybning er at sikre bedre nedsyning i sædet samt bedre komfort og stabilitet.

## Rengøring

De valgfrie baghjulsskærme beskytter brugeren og motorerne mod stænk og snavs.

## Agile-affjedring

Fuldt uafhængig affjedring på alle hjul er især en fordel for aktive udendørs brugere eller brugere, der anvender alternative styreenheder som fx hagestyring.

## Sikrere kørsel i mørke

Mulighed for LED-lys foran og bagpå giver bedre lysstyrke og synlighed.

## Caster glide-drejehjul

sikrer nem manøvrering ved lav hastighed og stabilitet ved høj hastighed.





## Specifikationer

Maksimal hastighed	12 km/t
Rækkevidde	25–35 km*
Maks. brugervægt	150 kg
Kørsel over forhindringer	70/80 mm
Min. vendediameter	1470 mm
Drejning i korridor	1200 mm
Affjedring	Uafhængig på alle hjul
Elektronisk R-Net	120 A
Kollisionstestet iht. ISO 7176-19 – dockingsystem	Ja – maks. 150 kg brugervægt
Kollisionstestet iht. ISO 7176-19 – stropper/fastgørelse	Ja – maks. 150 kg brugervægt
Testet iht. EN12182/EN12184 CE	Ja
Længde ekskl./inkl. anti-tippere	1040/1140 mm
Chassisbredde	650 mm
Bredde inkl. sæde	650–790 mm
Højde uden nakkestøtte	970–1170 mm
Min. transportlængde ekskl./inkl. anti-tippere	825/930 mm
Min. transporthøjde (foldet ryglæn)	825 mm

\* Rækkevidden kan reduceres, hvis kørestolen bruges hyppigt på skråninger, i ujævnt terræn eller til hyppigt at forcere kantsten.

Vægt inkl. batterier 73 ah	186 kg
Batterivægt 73 ah	2 x 23 kg
Højde fra gulv til sæde	450 mm
Sædehøjde (med elektrisk sædehejs)	450–800 mm
Sædedybde	370–570 mm (ved 25 mm)
Sædebredde	420–570 mm (ved 50 mm)
Ryglænets bredde	360/410/460/510 mm
Ryglænets højde	470, 545–670 mm (ved 25 mm)
Afstand ml. armlæn	380–480 mm/480–580 mm
Armlænets højde	185–320 mm
Elektrisk sædehejs	0-350 mm
Elektrisk sædekip bagud	50°
Elektrisk sædekip fremad	5/10/20/45 grader (20/45 grader kræver VS-benstøtte)
Elektrisk benstøttejustering	90–180 grader
Manuel benstøttejustering	90–180 grader
Elektrisk ryglænsjustering	85–180 grader
Manuel ryglænsjustering	120 grader



Fremadkip



Bagudkip



Sædehejs



Benstøtte



Ryglæn